

Anticorpo Monoclonal Anti-Hapln1 Para Wb E Elisa - P10915

Número do item: CM0004258

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante que visa o HAPLN1 humano, uma proteína de ligação da cartilagem de 40 kDa. Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de matriz extracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HAPLN1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	CRT1; CRTL1; HAPLN1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1404
ID do Gene	1404
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-354 do HAPLN1 humano (P10915)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10915
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco gelado