

Anticorpo Policlonal Anti-Hapln1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P10915

Número do item: CM0030152

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HAPLN1 humano, validado em WB, IHC-P, ELISA, reativo com humano, camundongo, rato. Adequado para pesquisa de matriz cartilaginosa e estudos de agregados de proteoglicanos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HAPLN1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CRT1; CRTL1; HAPLN1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1404
GeneID	1404
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 165-354 do HAPLN1 humano (NP_001875.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10915
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de gelo