

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Haptoglobina (Hp) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P00738

Número do item: CM0004989



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra Haptoglobina (HP) humana, validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Detecta o alvo em aproximadamente 45 kDa. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de hemólise, resposta de fase aguda e permeabilidade intestinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho contra Haptoglobina (HP)
Observações/Apelido	BP; HPA1S; HP2ALPHA2; Haptoglobina (HP)
Espécie (Alvo)	Humano
GeneID (Humano)	3240
GeneID	3240
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 307-406 da Haptoglobina (HP) humana (P00738)
Fonte (Anticorpo)	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00738
Peso Molecular da Proteína	45kDa
Envio	Em saco de gelo