


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Haptoglobina (Hp) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P00738

Número do item: CM0014300



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Haptoglobina humana (HP), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reconhece as espécies humana, de camundongo e de rato. Captura a hemoglobina livre, atua como antioxidante e proteína de fase aguda. Ideal para pesquisas sobre hemólise, inflamação e permeabilidade intestinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Haptoglobina (HP) pAb de Coelho
Observações/Alias	BP; HPA1S; HP2ALPHA2; Haptoglobina (HP)
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3240
GeneID	3240
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Haptoglobina humana (NP_005134.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P00738
Peso da Proteína	45 kDa
Envio	Bolsa de gelo