

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Has1 Para Wb, Elisa - Q92839

Número do item: CM0013405

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra a hialuronano sintase 1 (HAS1) humana. Validado para WB e ELISA, detecta uma proteína de 65 kDa. Apresenta reação cruzada com amostras humanas e de camundongo. Essencial para a síntese de hialuronano e para pesquisas sobre a matriz extracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	HAS1 Rabbit pAb
Observações/alcunha	HAS; HAS1
Espécie	Humana
ID do gene	3036
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-390 da HAS1 humana (NP_001514.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	Q92839
Peso da proteína	65 kDa
Envio	Bolsa de gelo