

Anticorpo Policlonel Anti-Has2 De Coelho Para Wb, Elisa - Q92819

Número do item: CM0026165

introdução

Anticorpo Policlonel de Coelho de alta qualidade contra a Hialuronano sintase 2 humana (HAS2), validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre síntese de hialuronano e biologia da matriz extracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HAS2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HAS2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3037
GeneID	3037
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 67-186 da HAS2 humana (NP_005319.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q92819
Peso Molecular da Proteína	64kDa
Envio	Bolsa de gelo