

Anticorpo Policlonais Anti-Has3 Para Wb E Elisa - 000219

Número do item: CM0026800

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao HAS3 humano para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. A hialuronano sintase 3 é essencial para a síntese de hialuronano e a remodelação da matriz extracelular. Adequado para pesquisa de adesão celular, migração e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HAS3 Rabbit pAb
Observações/Alias	HAS3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3038
ID do Gene	3038
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 67-281 do HAS3 humano (NP_619515.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	000219
Peso da Proteína	63kDa
Transporte	Saco de gelo