

Anticorpo Policlonal Anti-Has3 Para Wb, If/Icc, Elisa - 000219

Número do item: CM0013919

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HAS3 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre a síntese de hialuronano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho anti-HAS3
Observações/Alias	HAS3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3038
GeneID	3038
Imunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 67-281 de HAS3 humano (NP_619515.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00219
Peso da Proteína	63 kDa
Envio	Bolsa de gelo