

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Haspin Para Wb, Elisa - Q8Tf76

Número do item: CM0020453



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra HASPIN humano (GSG2). Validado para WB e ELISA, apresenta reação cruzada com amostras humanas e de camundongo. Para uso em pesquisa de estudos sobre ciclo celular e regulação da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do produto	pAb de coelho anti-HASPIN
Observações/alias	GSG2; HASPIN
Espécie	Humano
GeneID (humano)	83903
GeneID	83903
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 290-470 da HASPIN humana (NP_114171.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q8Tf76
Peso da proteína	88 kDa
Envio	Bolsa de gelo