

Anticorpo Policlonal Anti-Hax1 Para Wb, If/Icc, Elisa - 000165

Número do item: CM0024855

introdução

Anticorpo HAX1 policlonal de coelho validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Detecta a proteína X-1 associada a HCLS1 (32kDa) envolvida na remodelação da actina e na sobrevivência celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HAX1 Coelho pAb
Observações/Alias	SCN3, HS1BP1, HCLSBP1, HAX1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10456
GeneID	10456
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-279 do HAX1 humano (NP_006109.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	O00165
Peso Proteico	32kDa
Envio	Saco de gelo