


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hb-Egf Para Wb, Elisa - Q99075

Número do item: CM0002392



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao HB-EGF humano (DTR, HEGFL) para aplicações em Western blot e ELISA. Validado em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para estudos de fatores de crescimento e do receptor da toxina diftérica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-HB-EGF
Observações/Apelido	DTR; DTS; DTSF; HEGFL; HB-EGF
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	1839
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do HB-EGF humano (Q99075)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99075
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de gelo