

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Hb-Egf Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99075

Número do item: CM0024627



introdução

Anticorpo Policlonico de Coelho Anti-HB-EGF validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Tem como alvo o fator de crescimento semelhante ao EGF de ligação à proheparina, um ligante chave do EGFR envolvido no desenvolvimento cardíaco e na proliferação do músculo liso. Ideal para estudos de sinalização de fatores de crescimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HB-EGF Rabbit pAb
Observações/Apelidos	DTR, DTS, DTSF, HEGFL, HB-EGF
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1839
GeneID	1839
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-160 do HB-EGF humano (NP_001936.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99075
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Bolsa de gelo