


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hba2 Para Wb, If-P, Elisa - P69905

Número do item: CM0029207



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho anti-HBA2 é validado para WB, IF-P e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Tem como alvo a subunidade alfa da hemoglobina para pesquisa de transporte de oxigênio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HBA2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HBH; ECTY7; HBA-T2; HBA2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3040
GeneID	3040
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P69905
Peso Proteico	15kDa
Envio	Saco de gelo