


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hbd (Subunidade Delta Da Hemoglobina) Para Wb E Elisa - P02042

Número do item: CM0027890



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a subunidade delta da hemoglobina humana (HBD) para aplicações em Western blot (WB) e ELISA. Detecta ortólogos de camundongo e rato. Adequado para pesquisa de transporte de oxigênio e hemoglobina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HBD Rabbit pAb
Observações / Alias	HBD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3045
GeneID	3045
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-147 de HBD humano (NP_000510.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P02042
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Bolsa de gelo