


Anti-Hb γ 2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - P69892

Número do item: CM0029149



introdução

Anticorpo policlonal de coelho HBG2 de alta qualidade validado para Western blot e ELISA, direcionado à subunidade gama-2 da hemoglobina humana (hemoglobina fetal). Ideal para pesquisas sobre hemoglobinopatias, transporte de oxigênio e biologia de glóbulos vermelhos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HBG2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TNCY; HBG-T1; HBG2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3048
ID do Gene	3048
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do HBG2 humano (NP_000175.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P69892
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Saco de gelo