


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hbgp1 Para Wb, Elisa - P69891

Número do item: CM0017613



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à cadeia gama-1 da hemoglobina fetal humana (HBG1). Adequado para aplicações de WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Útil para estudar o desenvolvimento da hemoglobina fetal e o transporte de oxigênio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HBG1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HBGA; HBGR; HBG-T2; HSGGL1; PRO2979; HBG1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3047
ID do Gene	3047
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do HBG1 humano (NP_000550.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P69891
Peso Proteico	16kDa
Envio	Em saco de gelo