

Anticorpo Policloal De Coelho Anti-Hcfc1 Para Wb, Elisa - P51610

Número do item: CM0020920



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a HCFC1 (Fator do Córion Hospedeiro 1), um coregulador transcricional envolvido no controle do ciclo celular. Validado para aplicações em WB e ELISA; tem reatividade cruzada com amostras humanas, de camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HCFC1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CFF; HCF; HCF1; HFC1; MRX3; VCAF; HCF-1; MAHCX; XLID3; PPP1R89; HCFC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3054
GeneID	3054
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 da HCFC1 humana (NP_005325.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51610
Peso Molecular da Proteína	209kDa
Envio	Bolsa de gelo