

Anticorpo Monoclonal Anti-Hcg Beta Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P0Dn86

Número do item: CM0010649



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para hCG beta humana (CGB), adequado para Western blot, imunofluorescência, imunohistoquímica e ELISA. Ideal para pesquisa em biologia reprodutiva e gravidez.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	hCG beta mAb de Coelho
Observações/Alias	CGB; HCG; hCGB
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	93659
ID do Gene	93659
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-165 da CGB5 humana (NP_000728.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P0Dn86
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Bolsa de gelo