

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hck Para Wb, If/Icc, Elisa - P08631

Número do item: CM0022186



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra HCK humano (p59Hck/p61Hck). Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Ideal para pesquisa em imunidade inata, fagocitose e sinalização celular. Fornecido pela CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	HCK Coelho pAb
Observações/Apêndices	JTK9, AIPCV, p59Hck, p61Hck, HCK
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3055
GeneID	3055
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 do HCK humano (NP_001165600.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08631
Peso Proteico	60kDa
Transporte	Saco de Gelo