

Anticorpo Policlonais Anti-Hcls1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P14317

Número do item: CM0024423

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra o HCLS1 humano (HS1, p75), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para pesquisas de sinalização de receptores de antígenos e linhagem hematopoiética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HCLS1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HS1; p75; CTTNL; lckBP1; HCLS1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3059
ID do Gene	3059
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do HCLS1 humano (NP_005326.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P14317
Peso Molecular da Proteína	54kDa
Transporte	Bolsa de gelo