


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hcn1 Para Wb, Elisa - O60741

Número do item: CM0022350



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a HCN1 (BCNG-1) para Western blot e ELISA. Validado para humano, camundongo e rato. Explore seu papel nas correntes ativadas por hiperpolarização neuronal e na atividade marcapasso.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HCN1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	BCNG1, DEE24, HAC-2, BCNG-1, EIEE24, GEFSP10, HCN1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	348980
GeneID	348980
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 791-890 da proteína HCN1 humana (NP_066550.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60741
Peso da Proteína	99kDa
Transporte	Saco de gelo