


Anticorpo Monoclonal Anti-Spike S1 De Hcov-229E Para Wb E Elisa - P15423

Número do item: CM0007683



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra a glicoproteína Spike S1 do HCoV-229E, que reconhece especificamente o domínio de ligação ao receptor. Validado para Western blot e ELISA, adequado para pesquisa em virologia e desenvolvimento de ensaios para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-Spike S1 de HCoV-229E
ID do Gene	918758
Imunógeno	Proteína recombinante da Spike S1 do HCoV-229E humano
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	HCoV-229E
SWISS	P15423
Peso da Proteína	129kDa
Transporte	Bolsa de gelo