


Anticorpo Policlonal Anti-Spike S1 Do Hcov-229E Para Wb, Elisa - P15423

Número do item: CM0020393



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína Spike S1 do HCoV-229E, validado para WB e ELISA. Reconhece um peptídeo sintético entre os aminoácidos 1074-1173. Adequado para investigar mecanismos de ligação e entrada de coronavírus.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HCoV-229E Spike S1 Rabbit pAb
GeneID	918758
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1074-1173 da proteína Spike S1 do coronavírus (NP_073551.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	HCoV-229E
SWISS	P15423
Peso Molecular da Proteína	129 kDa
Envio	Bolsa de gelo