


Anticorpo Policlonal Anti-Spike S2 De Hcov-229E Para Wb, Elisa - P15423

Número do item: CM0018894



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à subunidade S2 da glicoproteína spike do HCoV-229E. Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada específica contra HCoV-229E. Ideal para pesquisa de coronavírus e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HCoV-229E Spike S2 Rabbit pAb
GeneID	918758
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1074-1173 da Spike S2 do coronavírus (NP_073551.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	HCoV-229E
SWISS	P15423
Peso Proteico	129kDa
Envio	Saco de gelo