


Anticorpo Policlonal De Coelho Contra Nucleoproteína De Anti-Hcov-Hku1 Para Wb, Elisa - Q5Mqc6

Número do item: CM0023820



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à nucleoproteína (proteína N) do HCoV-HKU1, adequado para WB e ELISA. Ideal para estudos de replicação e montagem de coronavírus e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Nucleoproteína de HCoV-HKU1, pAb de coelho
Espécie	HCoV-HKU1
GeneID	3200423
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-200 da nucleoproteína do coronavírus (YP_173242.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	HCoV-HKU1
SWISS	Q5MQC6
Peso Proteico	49kDa
Envio	Bolsa de gelo