


Anticorpo Policlonal Anti-Hcov-Hku1 Spike S1 Para Wb, Elisa - Q5Mqd0

Número do item: CM0020423



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para a proteína Spike S1 do HCoV-HKU1 (imunogênio: peptídeo dentro de aa 100-200). Validado em WB e ELISA. Reconhece a glicoproteína spike do HCoV-HKU1. Ideal para estudos de entrada viral e interação com o hospedeiro. SWISS Q5MQD0.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HCoV-HKU1 Spike S1 pAb de Coelho
Espécie	Coronavírus humano HKU1
ID do Gene	3200426
Imunogênio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do Spike S1 do coronavírus (YP_173238.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	HCoV-HKU1
SWISS	Q5MQD0
Peso da Proteína	152 kDa
Envio	Saco de gelo