


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Spike S2 Do Hcov-Hku1 Para Wb, Elisa - Q5Mqd0

Número do item: CM0021582



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à subunidade Spike S2 do HCoV-HKU1. Validado para WB e ELISA, este anticorpo detecta a proteína de fusão viral para o desenvolvimento de ensaios de diagnóstico e pesquisa sobre os mecanismos de entrada do coronavírus.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho para Spike S2 do HCoV-HKU1
Observações/Apelido	E2, Proteína Peplômero
GeneID	3200426
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 800-900 da proteína Spike S2 do coronavírus (YP_173238.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	HCoV-HKU1
SWISS	Q5MQD0
Peso Proteico	152kDa
Envio	Em saco de gelo