


Anticorpo Policlonal Anti-Hcov-NL63 Spike S2 Para Wb, Elisa - Q6Q1S2

Número do item: CM0020477



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a proteína Spike S2 do HCoV-NL63 (glicoproteína Spike, E2). Adequado para aplicações de WB e ELISA. Reconhece a espícula do HCoV-NL63. Para pesquisa de coronavírus e desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HCoV-NL63 Spike S2 pAb de Coelho
ID do Gene	2943499
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1200-1300 da Spike S2 do coronavírus (YP_003767.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	HCoV-NL63
SWISS	Q6Q1S2
Peso Proteico	150kDa

Envio