


Anticorpo Policlonal Anti-Nucleoproteína Hcov-OC43 Para Wb, Elisa - P33469

Número do item: CM0020571



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Nucleoproteína (proteína N) do HCoV-OC43 para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com o HCoV-OC43; imunógeno dos aminoácidos 100-200. Adequado para estudos de nucleocapsídeo e montagem de coronavírus.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-Nucleoproteína HCoV-OC43
ID do Gene	39105221
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 da Nucleoproteína do coronavírus (YP_009555245.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	HCoV-OC43
SWISS	P33469
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Bolsa de gelo