


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Spike S2 De Hcov-Oc43 Para Wb, Elisa - P36334

Número do item: CM0019775



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à subunidade S2 da glicoproteína Spike do HCoV-OC43 (Swiss-Prot P36334). Adequado para aplicações de Western blot e ELISA, validado para detectar reatividade cruzada com HCoV-OC43. Ideal para pesquisas sobre coronavírus e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra Spike S2 de HCoV-OC43
GeneID	39105218
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 782-881 da Spike S2 do coronavírus (YP_009555241.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	HCoV-OC43
SWISS	P36334
Peso da proteína	150 kDa
Envio	Bolsa de gelo