

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hcrt Para Wb, Elisa - O43612

Número do item: CM0027092



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HCRT humano (Precursor de Orexina), adequado para Western blot e ELISA. Validado em espécies humana, de rato e de camundongo. Ideal para estudar a regulação do ciclo sono-vigília e o metabolismo energético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HCRT Rabbit pAb
Observações/Apelido	OX; PPOX; NRCLP1; HCRT
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3060
ID do Gene	3060
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 34-66 do HCRT humano (NP_001515.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43612
Peso Proteico	13kDa
Envio	Bolsa de gelo