


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hcrtr1 Para Wb, If-P, Elisa - O43613

Número do item: CM0017230



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta afinidade direcionado contra HCRT1 humano (receptor de orexina tipo 1). Validado para WB, IF-P e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisas em neurociência e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho HCRT1
Observações/Alias	OX1R; OXR1; ORXR1; HCRT1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	3061
ID do gene	3061
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 150-250 do HCRT1 humano (NP_001516.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43613
Peso da proteína	48 kDa
Envio	Bolsa de gelo