


Anticorpo Policlonal Anti-Hcrtr2 Para Wb, Elisa - 043614

Número do item: CM0028266



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao receptor de orexina humano tipo 2 (HCRTR2). Validado para Western blot e ELISA, tem reatividade cruzada com humano e camundongo. Adequado para estudos de regulação do ciclo sono-vigília e homeostase da glicose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	HCRTR2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	OX2R; OXR2; ORXR2; HCRTR2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3062
GeneID	3062
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 380-444 da HCRTR2 humana (NP_001517.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O43614
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Bolsa de gelo