

Anticorpo Policlonais Anti-Hd1 Para Wb E Elisa - Q9Fdx8

Número do item: CM0020410



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-Hd1 validado para aplicações de Western blot e ELISA em *Oryza sativa*. Detecta a proteína de dedo de zinco HD1, um fator de transcrição que regula a floração. Adequado para pesquisa em biologia do desenvolvimento vegetal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Hd1 pAb de coelho
Observações/Apelidos	Hd1; SE1; OsHd1; Hd1
Espécie	<i>Oryza sativa</i>
ID do Gene	4340746
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-320 de Hd1 de <i>Oryza sativa</i> (Q9FDX8)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q9FDX8
Peso Molecular da Proteína	43kDa
Transporte	Bolsa de gelo