

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hd3A Para Elisa E Wb - Q93Wi9

Número do item: CM0020915



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a florígena Hd3a do arroz (OsJ_20191). Validado para WB e ELISA, detecta a Hd3a de Oryza sativa. Ideal para estudos sobre época de floração e desenvolvimento vegetal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Hd3a pAb de coelho
Observações/Apelido	Hd3a; OsJ_20191
Espécie	Oryza sativa
ID do gene	4340185
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da Hd3a de Oryza sativa. (Q93WI9)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q93WI9
Peso da proteína	20 kDa
Envio	Bolsa de gelo