

Anticorpo Policlonal Anti-Hdac1 Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q13547

Número do item: CM0013561



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KD, direcionado contra HDAC1. Adequado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Uma ferramenta confiável para estudos de epigenética e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	[Validado por KD] HDAC1 pAb de coelho
Observações/Apelidos	HD1; RPD3; KDAC1; GON-10; RPD3L1; C1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3065
GeneID	3065
Imunógeno	Peptídeo sintético Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 393-482 da HDAC1 humana (NP_004955.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q13547
Peso da proteína	55 kDa
Envio	Embalagem de gelo