

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hdac1 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13547

Número do item: CM0002414



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-HDAC1 (55kDa) validado para IHC-P, IF/ICC, ELISA; reage de forma cruzada com HDAC1 humano, de rato e de camundongo. Ideal para estudar remodelação da cromatina, regulação da transcrição e vias epigenéticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho HDAC1
Observações/Apêndice	HD1; RPD3; KDAC1; GON-10; RPD3L1; C1
Espécie	Humano
ID do Gene	3065
Imunogênio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 350-450 do HDAC1 humano (Q13547)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13547
Peso Proteico	55kDa
Transporte	Saco de gelo