

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hdac11 Para Wb, Elisa - Q96Db2

Número do item: CM0004123

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à HDAC11 humana, validado para WB e ELISA. Reage com humano, rato e rato. Ferramenta essencial para pesquisa epigenética, remodelação da cromatina e estudos de regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	HDAC11 mAb de Coelho
Observações/Apelido	HD11
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	79885
ID do Gene	79885
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-347 da HDAC11 humana (NP_079103.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q96DB2
Peso Proteico	39 kDa
Envio	Saco de gelo