


Anticorpo Monoclonal Anti-Hdac2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - Q92769

Número do item: CM0006601



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao HDAC2 humano (histona desacetilase 2). Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA e CHIP. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em epigenética e cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HDAC2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	HD2; RPD3; YAF1; KDAC2; HDAC2
Espécie	Humano
ID do Gene	3066
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 389-488 do HDAC2 humano (Q92769).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, CHIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92769
Peso Proteico	55kDa
Envio	Saco de gelo