


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hdac2 Para Wb, Elisa - Q92769

Número do item: CM0003936



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra HDAC2 humana, adequado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa epigenética e desenvolvimento de ensaios para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HDAC2 Rabbit mAb
Observações/Alias	HD2, RPD3, YAF1, KDAC2, HDAC2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3066
ID do Gene	3066
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 da HDAC2 humana (NP_001518.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92769
Peso da Proteína	55kDa
Transporte	Saco de gelo