

## Anticorpo Policlonal Anti-Hdac3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15379

Número do item: CM0013913



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a HDAC3, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reconhece HDAC3 de humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em biologia da cromatina e epigenética.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | HDAC3 Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Observações/Apelidos | HD3; RPD3; KDAC3; RPD3-2; HDAC3                                                                                                    |
| Espécie              | Humano                                                                                                                             |
| ID do Gene (Humano)  | 8841                                                                                                                               |
| ID do Gene           | 8841                                                                                                                               |
| Imunógeno            | Peptídeo sintético Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 329-428 do HDAC3 humano (NP_003874.2). |
| Origem               | Coelho                                                                                                                             |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                             |
| Aplicação            | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                           |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                           |
| SWISS                | O15379                                                                                                                             |
| Peso Proteico        | 49 kDa                                                                                                                             |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                                      |