

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hdac3 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O15379

Número do item: CM0009519



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-HDAC3 de alta qualidade validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA com reatividade em humano, camundongo, rato e macaco. Ideal para estudos de epigenética, biologia da cromatina e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HDAC3 Rabbit mAb
Observações/Alias	HD3; RPD3; KDAC3; RPD3-2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8841
GeneID	8841
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 299-428 da HDAC3 humana (NP_003874.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Macaco
SWISS	O15379
Peso da Proteína	49 kDa
Envio	Bolsa de gelo