

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hdac3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15379

Número do item: CM0022752



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a HDAC3 humana (histona desacetilase 3), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa epigenética e de regulação da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HDAC3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HD3; RPD3; KDAC3; RPD3-2; HDAC3
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	8841
ID do Gene	8841
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 299-428 da HDAC3 humana (NP_003874.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15379
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Saco de gelo