

Anticorpo Policlonal Anti-Hdac4 Para Wb, Elisa - P56524

Número do item: CM0012815



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HDAC4 humano, produzido com um peptídeo sintético. Validado para WB e ELISA, este anticorpo detecta a histona desacetilase 4 de 119kDa, um regulador epigenético chave.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HDAC4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HD4; AHO3; BDMR; HDACA; HA6116; HDAC-4; HDAC-A; NEDCHF; NEDCHID; HDAC4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9759
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 530-630 do HDAC4 humano (NP_006028.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P56524
Peso Proteico	119kDa
Envio	Saco de gelo