

Anticorpo Policlonais Anti-Hdac4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P56524

Número do item: CM0013964



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HDAC4 humana (SWISS: P56524). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa epigenética e em câncer. Peso molecular da proteína: 119 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HDAC4 pAb de coelho
Observações/Apelidos	HD4; AHO3; BDMR; HDACA; HA6116; HDAC-4; HDAC-A; NEDCHF; NEDCHID; HDAC4
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	9759
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 451-650 da HDAC4 humana (NP_006028.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P56524
Peso Molecular da Proteína	119kDa
Envio	Bolsa de gelo