


Anti-Hdac5 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uql6

Número do item: CM0015733



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho anti-HDAC5 é validado para aplicações de WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta HDAC5 em amostras humanas, de camundongo e de rato, sendo adequado para pesquisas de regulação da cromatina e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HDAC5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HD5; NY-CO-9; HDAC5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10014
ID do Gene	10014
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 500-600 do HDAC5 humano (NP_005465.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UQL6
Peso da Proteína	122kDa
Envio	Saco com gelo