

## Anti-Hdac6 (Hd6, Sfc6, Hdac5, Mhda2) Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Z2V5

Número do item: CM0012477

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-HDAC6 de alta qualidade validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA em camundongo e rato. Tem como alvo a região C-terminal (aa 836-1037) do HDAC6 de camundongo, uma desacetilase chave na dinâmica de microtúbulos e degradação de proteínas.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | HDAC6 Coelho mAb                                                                                                              |
| Observações/Apelido | Hd6; Sfc6; Hdac5; mHDA2                                                                                                       |
| Espécie             | Camundongo                                                                                                                    |
| GeneID (Humano)     | 10013                                                                                                                         |
| GeneID              | 15185                                                                                                                         |
| Imunogênio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 836-1037 do Hdac6 de camundongo (Q9Z2V5) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                        |
| Aplicação           | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                        |
| Reatividade Cruzada | Camundongo, Rato                                                                                                              |
| SWISS               | Q9Z2V5                                                                                                                        |
| Peso da Proteína    | 126 kDa                                                                                                                       |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                  |