


Anticorpo Monoclonal Anti-Hdac6 Para Wb, Elisa - Q9Ubn7

Número do item: CM0007478



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-HDAC6 validado para WB e ELISA. Reconhece o HDAC6 humano (~131 kDa), uma desacetilase citoplasmática que regula a autofagia, a formação de agressomas e a dinâmica dos microtúbulos. Ideal para pesquisas sobre câncer e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-HDAC6
Observações/Alcunhas	HD6; JM21; CPBHM; PPP1R90; HDAC6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10013
ID do Gene	10013
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência situada entre os aminoácidos 600-700 do HDAC6 humano (NP_006035.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UBN7
Peso da Proteína	131 kDa
Envio	Bolsa de gelo