


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hdac6 - Q9Ubn7

Número do item: CM0016026



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HDAC6 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para o estudo da desacetilação da tubulina, autofagia e formação de agressomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra HDAC6
Observações/Apelidos	HD6; JM21; CPBHM; PPP1R90; HDAC6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10013
ID do Gene	10013
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 836-1104 do HDAC6 humano (NP_006035.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UBN7
Peso da Proteína	131 kDa
Envio	Gelo reutilizável