

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hdac7 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Wui4

Número do item: CM0025746



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HDAC7 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Adequado para pesquisa em regulação epigenética e transcricional. - Q8WUI4.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HDAC7 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HD7; HD7A; HDAC7A; HDAC7
Espécie	Humano
ID do Gene	51564
Imunógeno	Peptídeo sintético, Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 400-500 do HDAC7 humano (XP_011536783.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WUI4
Peso Proteico	103kDa
Envio	Saco de gelo